

FICHA TÉCNICA

AGUA PARA LABORATORIO
DESIONIZADA
ESTERILIZADA

Agua desionizada ultrapura, para análisis y los usos más exigentes, obtenida por doble ósmosis inversa + desionización en lecho mixto + microfiltración + esterilización UV + envasado con nitrógeno.

Conductividad < 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 20°C	Filtración 0,2 micras	Envasado en atmósfera protectora de nitrógeno	Esterilización UV
--	--------------------------	---	----------------------

Valores de cada parámetro en el momento de envasado	Ref. DESAP	
Conductividad < 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @20 °c PH: 4,5 - 8 Absorbancia a 254 nm con célula de 1 cm < 0,01 Residuo seco < 1 mg/kg Sílice < 0,02 mg/l Aerobios totales < 1 UFC/ml * Otros parámetros bajo petición		
REF.	FORMATOS HABITUALES	CAPACIDAD
BIDES.20	Bag in box con grifo	20 L.

Laborquímica SLU
 Bº Requejada Q-10, Nave 7
 39312 Polanco
 Cantabria

info@laborquímica.com
 www.laborquímica.com