

FICHA TÉCNICA**AGUA PARA LABORATORIO**
DESIONIZADA
ESTERILIZADA

Agua desionizada de altísima calidad, para análisis y los usos más exigentes, obtenida por doble ósmosis inversa + desionización en lecho mixto + microfiltración + esterilización UV + envasado con nitrógeno.

Conductividad < 3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @ 20°C	Filtración 0,2 micras	Envasado en atmósfera protectora de nitrógeno	Esterilización UV
--	--------------------------	---	----------------------

Valores de cada parámetro en el momento de envasado	Ref. DESPUR
Conductividad < 3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @20 °C Aerobios totales < 1UFC/ml * Otros parámetros bajo petición	

REF.	FORMATO HABITUALES	CAPACIDAD
DESPUR.1	Botella PE con tapón a rosca	1 L.
DESPUR.5	Garrafa PET con tapón a rosca	5 L.
DESPUR.20	Bag in box con grifo	20 L.
DESPUR.500.BIB	Bag in box	500 L.
DESPUR.1000.BIB	Bag in box	1000 L.
DESPUR.1000.IBC	IBC	1000 L.

Laborquímica SLU
Bº Requejada Q-10, Nave 7
39312 Polanco
Cantabria

info@laborquímica.com
www.laborquímica.com