

FICHA TÉCNICA

AGUA PARA LABORATORIO
DESIONIZADA
ESTERILIZADA

Agua BIDESionizada de altísima calidad, para análisis y los usos más exigentes, obtenida por doble ósmosis inversa + BIDESionización en lecho mixto + microfiltración + esterilización UV + envasado con nitrógeno.

Conductividad < 1 μS/cm @ 20°C	Filtración 0,2 micras	Envasado en atmósfera protectora de nitrógeno	Esterilización UV
---	----------------------------------	--	------------------------------

Valores de cada parámetro en el momento de envasado		Ref. BIDES
Conductividad < 1 μS/cm @20 °c PH: 4,5 - 8 Absorbancia a 254 nm con célula de 1 cm < 0,01 Residuo seco < 1 mg/kg Sílice < 0,02 mg/l Aerobios totales < 1 UFC/ml * Otros parámetros bajo petición		
REF.	FORMATOS HABITUALES	CAPACIDAD
BIDES.1	Botella PE con tapón a rosca	1 L.
BIDES.5	Garrafa PET con tapón a rosca	5 L.
BIDES.20	Bag in box con grifo	20 L.
BIDES.500.BIB	Contenedor bag in box	500 L.
BIDES.1000.BIB	Contenedor bag in box	1000 L.
BIDES.1000.IBC	Contenedor IBC	1000 L.

Laborquimia SLU
 Bº Requejada Q-10, Nave 7
 39312 Polanco
 Cantabria

info@laborquimia.com
 www.laborquimia.com